

HRM Rollator



HRM rollator är en stabil och säker hjälp för mer rörelsefrihet inne och ute



HRM Rollator

Inget onödigt pumpande, alla fyra hjulen av fullgummi

Främre hjulen länkbara , gör Rollatorn lätt att svänga

Inköpskorg med handtag och bricka ingår

För den lilla pausen finns en stadig och mjuk sittbräda

Handbromsarna fungerar som kör- eller parkeringsbroms.
När man drar handbromsen uppåt, bromsar man under färden.
Vid parkering trycker man handbromsen nedåt.

Produktfakta

Totalvikt	10 kg
Maximal brukarvikt	130 kg
Färg	blå / silver

Mått:

Totalbredd	590 mm
Totallängd	650 mm
Totalhöjd utan handtag	650 mm
Handtagens höjd inställbara	780 – 950 mm
Sitshöjd	620 mm
Sitsbredd	380 mm
Bredd mellan handtagen	400 mm
Bredd mellan bakhjulen	415 mm

Transporthöjd	870 mm
Transportbredd	590 mm
Transportlängd	310 mm



Produkten är CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet och streckkodad enligt EAN

HRM Care

Lustigkulla

36074 Sävsjöström

Tel: 0474-22020

E-post: hrmcare@hrmcare.se