

# HRM Lättviktsrollator Ale 105

**HRM Lättviktsrollator, där ramen är tillverkad av aluminium, är menad att hjälpa Dig i vardagen. Genom sin ringa vikt, bara 7,4 kg, låter sig rollatorn med lätthet styras, köras, lyftas samt ställas undan.**

**Mer mobilitet och säkerhet på 4 hjul, för inom- och utomhusbruk.**

## Utförande:

- En mycket lätt och trots det stabil rollator med en bred och djup sits som ger Dig ett säkert och även bekvämt sittande när Du är på väg.
- Den polstrade sitsen och ryggstödet, gör att vilopausen vid sittandet känns säkert och bekvämt och det finns ingen risk att falla bakåt. Ryggstödet är avtagbart.
- De ergonomiskt riktiga handtagen kan lätt ställas in efter brukarens kroppslängd.
- Den lätta hopfällningsmekanismen gör att rollatorn lätt kan transporteras och stuvas undan på liten yta.
- Bromsarna är lätta att använda. Bromsandet behöver lite kraft. Bromsarna kan ställas in både som körbroms och parkeringsbroms ( parkeringsbroms genom att trycka ned bromsgreppet).
- Fullgummihjul.  
HRM Lättviktsrollator Ale 105 har som standardutrustning inköpskorg med portmonnäfficka.

## Mått

- Totalbredd 61 cm/Totallängd 71 cm
- Inermått 44 cm
- Totalhöjd 81-93 cm
- Grepphöjd mellan 83-95 cm
- Sitthöjd 54 cm/Sittbredd: 36 cm/Sittdjup 33 cm
- B/L/H när Rollatorn är hopfäld 61x32x101 cm
- Färg: 105/röd;105B/blå

## Vikt

- Totalvikt 7,4 kg
- Max belastning 125 kg



HRM Care  
Sävsjö 6,  
360 74 Sävsjöström  
Tel: 0474-22020  
Fax: 0474-22045  
hrmcare@hrmcare.se  
www.hrmcare.se