

# HRM - Rollator Ymer 110

**Ymer Rollator, där ramen är tillverkad av stålrör, är menad att hjälpa Dig i vardagen. Genom sin stabila konstruktion, men bara en vikt på 11 kg, låter sig rollatorn med lätthet styras, köras, lyftas samt ställas undan.**

**Mer mobilitet och säkerhet på 4 hjul, för inom- och utomhusbruk.**

## Utförande:

- En mycket lätt och trots det stabil rollator med en bred och djup sits som ger Dig ett säkert och även bekvämt sittande när Du är på väg.
- Den polstrade sitsen och ryggstödet, gör att vilopausen vid sittandet känns säkert och bekvämt och det finns ingen risk att falla bakåt. Ryggstödet är avtagbart.
- De ergonomiskt riktiga handtagen kan lätt ställas in efter brukarens kroppslängd.
- Den lätta hopfällningsmekanismen gör att rollatorn lätt kan transporteras och stuvas undan på liten yta.
- Bromsarna är lätta att använda. Bromsandet behöver lite kraft. Bromsarna kan ställas in både som körbroms och parkeringsbroms ( parkeringsbroms genom att trycka ned bromsgreppet).
- Fullgummihjul.
- Ymer har som standardutrustning inköpskorg ..

Färg : Blå

## Mått

- Totalbredd 67 cm/Totallängd 72,5 cm
- Innermått 53 cm
- Totalhöjd 83-94 cm
- Greppavstånd: 48 cm
- Grepphöjd mellan 83-94 cm
- Sitthöjd 59 cm/Sittbredd: 41 cm/Sittdjup 35,5 cm
- B/L/H när Rollatorn är hopfälld 67x32x101 cm
- Hjuldiameter: 20 cm

## Vikt

- Totalvikt 10,5 kg
- Max belastning 178 kg



HRM Care  
Sävsjö 6,  
360 74 Sävsjöström  
Tel: 0474 - 22020  
Fax: 0474 - 22045  
hrmcare@hrmcare.se  
www.hrmcare.se