

HRM - Rollator Lodbrok 111

Lodbrok Rollator, där ramen är tillverkad av stålrör, är menad att hjälpa Dig i vardagen. Genom sin stabila konstruktion, men bara en vikt på 12 kg, låter sig rollatorn med lätthet styras, köras, lyftas samt ställas undan.

Mer mobilitet och säkerhet på 4 hjul, för inom- och utomhusbruk.

Utförande:

- En mycket lätt och trots det stabil rollator med en bred och djup sits som ger Dig ett säkert och även bekvämt sittande när Du är på väg.
- Den polstrade sitsen och ryggstödet, gör att vilopausen vid sittandet känns säkert och bekvämt och det finns ingen risk att falla bakåt. Ryggstödet är avtagbart.
- De ergonomiskt riktiga handtagen kan lätt ställas in efter brukarens kroppslängd.
- Den lätta hopfällningsmekanismen gör att rollatorn lätt kan transporteras och stuvas undan på liten yta.
- Bromsarna är lätta att använda. Bromsandet behöver lite kraft. Bromsarna kan ställas in både som körbroms och parkeringsbroms (parkeringsbroms genom att trycka ned bromsgreppet).
- Fullgummihjul.
- Lodbrok har som standardutrustning inköpskorg .

Färg : Röd

Mått

- Totalbredd 77 cm/Totallängd 66 cm
- Inermått 55 cm
- Totalhöjd 83-99 cm
- Grepphöjd mellan 88,5- 99 cm
- Greppavstånd 48 cm
- Sitthöjd 55 cm/Sittbredd: 46 cm/Sittdjup 35,5 cm
- B/L/H när Rollatorn är hopfälld 67x32x101 cm
- Hjuldiameter: 20 cm

Vikt

- Totalvikt 11,5 kg
- Max belastning 317 kg



HRM Care
Sävsjö 6,
360 74 Sävsjöström
Tel: 0474 - 22020
Fax: 0474 - 22045
hrmcare@hrmcare.se
www.hrmcare.se