

HRM Toalettstolsförhöjning med armstöd



Utförande:

- Toaförhöjningen kan monteras på alla vanliga toaletter.
- Toaförhöjningen kan ställas in i tre höjder.
- De med PU-skum täckta armstöden kan tippas bakåt samt monteras av vid behov.
- Hela förhöjningen kan fällas upp för enklare rengöring.
- Toalock ingår.

Tekniska data:

- Totalbredd utan armstöd: 46 cm, med armstöd: 61 cm
- Totaldjup: 50 cm
- Totalhöjd utan armstöd med lock: 20 cm
- Totalhöjd med armstöd: 36 cm
- Sittringens bredd: 37 cm, djup: 41 cm
- real sitsförhöjning: 8 cm / 12 cm / 16 cm
- Totalvikt: 6 kg
- Max brukarvikt: 120 kg

Art. nr.: 321001

EAN: 7350015112506



HRM Care, Lustigkulla
360 74 Sävsjöström
Tel: 0474-22020
E-post: hrmcare@hrmcare.se
Internet: www.hrmcare.se