

HRM Toalettstolsförhöjningar



Toalettstolsförhöjning för lätt och snabb montering. Denna moderna toalettstolsförhöjning har utvecklats speciellt för personer som har svårt att sätta sig och stiga upp från toalettstolen.

- Toalettstolsförhöjningarna kan utan problem monteras på alla i handeln förekommande toaletter. Den lätt hanterbara inställningsmekanismen erbjuder maximal säkerhet. Genom den ergonomiska designen går sitsen snabbt att montera och ta bort.
- Genom att sätta toalettstolsförhöjningen på den normala toalettstolen får man en högre sittposition. Sitsens svaga lutning framåt gör att användaren sitter bekvämt och förhindrar en överbelastning av höfter och knän.
- Toalettstolsförhöjningen hålls i position genom två sidoklämmor.
- Toalettstolsförhöjningen är tillverkad av plast i hög kvalitet. Den släta ytan gör det lätt att hålla rent och den är resistent mot smuts och lukt. Med det integrerade locket har man en hygienisk enhet.

- Toalettbidet och mjuk dyna kan också erhållas

Produktfakta

Totalvikt: 1,0 kg, 1,3 kg, 1,6 kg

Totalvikt med lock: 1,3 kg, 1,6 kg, 1,9 kg

Maximal brukarvikt: 200 kg

Färg: vit

Sitsförhöjning: 6 cm, 10 cm, 14 cm

Totalbredd: 37 cm

Totaldjup: 41 cm

Totalhöjd med lock: 7 cm, 11 cm, 15 cm

Öppningsdjup: 26 cm

Öppningsbredd: 20 cm



Art. nr.: 322500 - bidet



Art.nr.: 322501 - dyna



Art.nr.: 322014 - 14 cm

322010 - 10 cm

322006 - 6 cm



Art. nr.: 322015 - 14 cm
med lock

322011 - 10 cm
HRM Care, Lustigkulla
360 74 Sävsjöström

322007 - 6 cm

Tel: 0474-22020, E-post: hrmcare@hrmcare.se